



第20回 医療の質・安全学会学術集会

会期：2025年11月8日（土）・9日（日）

場所：京都市勧業館みやこめっせ ラーニングスペース（場所：1F ホワイエ）

共催：第20回医療の質・安全学会学術集会／株式会社ニトムズ

ラーニングスペースセミナー

抜去リスク軽減を目的とした **新たな固定テープの実用体験**

チューブ・ドレーン類の
抜去対策にお困りの方へ

ニトムズは安全を追求した新しい固定補助テープを開発しました。


先生のご講演の後、実際に「ミゼアセーフ™」に触れていただき、貼付手順と固定性をご体感いただけます。

日にち		時間 / 定員	セミナー名	講師
11月8日 (土)	①	13:40～14:40 (先着順 定員24名)	ミゼアセーフ使用定着までの プロセスとその結果	医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院 看護部長室 看護師長 鯨島先生
	②	16:00～17:00 (先着順 定員24名)	ミゼアセーフX導入による効果 -自己抜去・スキントケア予防の観点から-	社会福祉法人 京都社会事業財団 京都桂病院 医療安全管理室 室長 皮膚・排泄ケア認定看護師 岡田先生
11月9日 (日)	③	09:30～10:30 (先着順 定員24名)	ミゼアセーフ使用定着までの プロセスとその結果	医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院 看護部長室 看護師長 鯨島先生
	④	10:50～11:50 (先着順 定員24名)	ミゼアセーフX導入による効果 -自己抜去・スキントケア予防の観点から-	社会福祉法人 京都社会事業財団 京都桂病院 医療安全管理室 室長 皮膚・排泄ケア認定看護師 岡田先生

※8日、9日の講演は同内容ですので、ご都合のよろしい日にご参加ください。

ご予約はこちら →

こちらのQRコードから
予約入力できます。



*一施設 1～2名のご参加をお願い致します。

【参加条件】 受講に際しては、第20回医療の質・安全学会学術集会の
学会参加登録が必要です。事前に学会参加登録をお済ませの上、
ラーニングスペースセミナー会場へお越しください。
また、株式会社ニトムズの個人情報取り扱い規定に準じます。

過去ワークショップの様子



ワークショップではチューブ固定のコツを実体験頂ける
ようにプログラムを組んでいます。



ミゼアセーフ使用定着までの プロセスとその結果

医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院
看護部長室 看護師長 鯨島瑠美

当院は602床で救急搬入を年間1万台以上受け入れている急性期
病院です。2024年に身体的拘束最小化のための取り組みの一環と
して、ミゼアセーフX・Wを導入しました。約730名の看護師に
対して、導入後にミゼアセーフの正しい使用を定着させるために、
様々な取り組みを行いました。その結果、胸腔ドレーンの自己・事
故抜去に関して、著効に効果を発揮しました。今回、定着までの取
り組みを中心に報告いたします。



ミゼアセーフX導入による効果 -自己抜去・スキント ケア予防の観点から-

社会福祉法人 京都社会事業財団
京都桂病院 医療安全管理室 室長
皮膚・排泄ケア認定看護師 岡田依子

当院は2024年1月より末梢ルートの固定にミゼアセーフXを導入し
ました。導入に当たっては、2つの病棟でデモを行い、スタッフへ行った
安全と業務改善を視点にしたアンケート結果をもとに導入しました。
以後、自己抜去状況は、2023年度は249件（抜去率1.53%）で
したが、2024年は141件（抜去率0.96%）に減少しました。また、
ミゼアセーフXは固定力が高いにもかかわらず、皮膚に安心な構造で
あり、導入後のスキントケアの発生報告は今のところありません。今回
は導入から現在までの経過と、今後の展望についてご紹介します。

強さと優しさを実現した 新たな固定テープ

チューブ・ドレイン類固定補助テープ


ミゼアセーフ™ W



- プレカットタイプでテープカット作業を軽減
- 2枚のテープがチューブを上下から包み込む形状で多種多様なチューブ類をしっかり固定します



上下のテープで多様な太さのチューブ類をしっかり固定できます。




全方向からの「引っ張られる力」を クロス貼りでロック

チューブ・ドレイン類固定補助テープ


ミゼアセーフ™ X



- 透析やカテーテルに使用されるチューブやドレイン類を固定し、抜去リスクを「未然」かつ「安全」に軽減するテープです
- クロスする形状で固定力がアップします



クロスしやすい柔軟性のある不織布で強く重ね貼りできます。



使用上の注意

- 傷口に直接貼らないでください。
- カテーテルに常に負担がかからないようにしてください。
- 本品使用中は皮膚障害の症状が生じた場合は、使用を中止するなど、適切に対処してください。
- 本製品はチューブ類を固定する用途の製品です。無理な剥離により皮膚を損傷する恐れがありますのでご注意ください。
- 著しく乾燥している又水にぬれた肌、高温多湿環境では固定性が確保できない場合があります。

販売詳細サイトは
こちらから

ミゼアセーフ W



ミゼアセーフ X

